

Инструкция за вземане на материал от букална лигавица

1. Необходимо е да се избягва приемане на храна и течности 1 час преди вземане на материал.
2. Устната кухина да се изплакне 4 пъти с вода.
3. Отваря се плика с тампона.
4. Внимателно се обтрива в продължение на 2-3 мин. с лек натиск вътрешната страна на бузата.
5. Тампонът се поставя в епруветката.
6. Счупва се дръжката на отбелязаното място и епруветката се затваря.
7. Съхранява се на стайна температура.

ВНИМАНИЕ: Да не се пипа с ръка тампона в частта за вземане на материал.